





<b>Besteller:</b>	<b>Universität Zürich</b> <b>Institut für Medizinische Mikrobiologie</b> <b>Gloriastrasse 28</b> <b>8006 Zürich</b>
<b>Spital Limmattal</b> <b>OPS</b> <b>Postfach</b> <b>8952 Schlieren</b>	<b>Tel: 044 / 634 2632</b> <b>Fax: 044 / 634 4906</b> <b>E-Mail: empfang@imm.uzh.ch</b>
044 736 8440	<b>Unsere Dienstzeiten:</b>
Telefon: .....	<b>Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr</b> <b>13.00 – 17.00 Uhr</b>
Datum: .....	

**Bestellung für Boxen  
zwecks Sonikation von Metall  
zur Biofilmentfernung**

Die Boxen werden von unserem Institut im geschlossenen sauberen Zustand zur Verfügung gestellt. Allerdings müssen Sie die Box selber in Ihrer Zentralsterilisation aufbereiten:

- Deckel vom Gefäss nehmen, ohne die Innenseite zu berühren
- anschliessend beides in den üblichen Instrumentenbeutel geben
- sterilisieren und wie ein Medizinprodukt behandeln
- es darf keine Flüssigkeit hineingegeben werden. Auslaufgefahr!

	Artikel Nr:	bestellt:	geliefert:
	Röhre verschraubbar, für langes Implantat zur Sonikation 44 cm		
	HPL842		
	HPL311		
	Transportgefäss für Gewebe		