






<b>Besteller:</b>	<b>Universität Zürich</b> <b>Institut für Medizinische Mikrobiologie</b> <b>Gloriastrasse 28</b> <b>8006 Zürich</b>
	<b>Tel: 044 / 634 2632</b> <b>Fax: 044 / 634 4906</b> <b>E-Mail: empfang@imm.uzh.ch</b>
	<b>Unsere Dienstzeiten:</b> <b>Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr</b> <b>13.00 – 17.00 Uhr</b>
<b>Telefon:</b> .....	
<b>Datum:</b> .....	

## Bestellformular für Abstrichtupfer und Probengefässe

Material:		bestellt:	geliefert:
eSwab Transportmedium (490CE) für flüssige Materialien (vorgeschrieben für Anaerobier, auch geeignet für aerobe Bakterien und für MRSA PCR / Kultur) (rosa Deckel)			
eSwab (490CESR) doppelt verpackt, (nur für OPS) (rosa Deckel)			
eSwab Transportmedium, Urethraltupfer (483CE) für Urethralabstriche und Konjunktivalabstriche geeignet (orangener Deckel)			
Abstrichtupfer, steril (ungeeignet für Anaerobier)			
FLOQSwabs steril Swab Applicator			
Plastikröhrchen à 10ml, steril (serologische Untersuchungen)			
Blutkulturflaschen mit grünem Deckel für Aerobier			
Blutkulturflaschen mit orangenem Deckel für Anaerobier			
Transportgefäss für <u>Sputum</u> (allgemeine Bakteriologie) (roter Deckel)			
Fecal Swab, Gefäss mit Flüssigmedium für <u>Stuhl</u> , auch für <i>Clostridium difficile</i> (grüner Deckel)			
Zentrifugenröhrchen für <u>Tbc</u> (nur für Tbc-Proben bestimmt) (gelber Deckel)			
p-Hydriion Puffer (nur für Magensaft Tbc)			
Portagerm pylori Transportmedium für <i>Helicobacter pylori</i>			
Quantiferon - Entnahmeset			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Urine			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Dual Swab für Cervix- und Urethralabstriche			
BD Vacutainer , 4 ml - Sodium Borate / Formate (Borsäureröhrchen)			
<input type="checkbox"/> Transportbeutel <input type="checkbox"/> Kartonschachtel <input type="checkbox"/> Versandcouvert	 