

Spital Limmattal
Labor
Postfach
8952 Schlieren

Universität Zürich
Institut für Medizinische Mikrobiologie
Gloriastrasse 28
8006 Zürich













Tel: 044 / 634 2632
Fax: 044 / 634 4906
E-Mail: empfang@imm.uzh.ch

Telefon:

Unsere Dienstzeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Datum:

Bestellformular für Abstrichtupfer und Probengefässe

Material:		bestellt:	geliefert:
eSwab Transportmedium (490CE) für flüssige Materialien (vorgeschrieben für Anaerobier, auch geeignet für aerobe Bakterien und für MRSA PCR / Kultur) (rosa Deckel)		bitte im Zentralmagazin Spital Limmattal beziehen	
eSwab (490CESR) doppelt verpackt, (nur für OPS) (rosa Deckel)			
eSwab Transportmedium, Urethraltupfer (483CE) für Urethralabstriche und Konjunktivalabstriche geeignet (orangener Deckel)			
Abstrichtupfer, steril (ungeeignet für Anaerobier)			
Minitip Flocked Swab 501CS01			
Transportgefäss für <u>Sputum</u> (allgemeine Bakteriologie) (roter Deckel)			
Fecal Swab, Gefäss mit Flüssigmedium für <u>Stuhl</u> , auch für <i>Clostridium difficile</i> (grüner Deckel)			
Zentrifugenröhrchen für <u>Tbc</u> (nur für Tbc-Proben bestimmt) (gelber Deckel)			
p-Hydrion Puffer (nur für Magensaft Tbc)			
Portagerm pylori Transportmedium für <i>Helicobacter pylori</i>			
BD Vacutainer , 4 ml - Sodium Borate / Formate (Borsäureröhrchen)			
Quantiferon - Entnahmeset			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Urine			
Transportbeutel	