

Kinderspital Zürich
Steinwiesstrasse 75
8032 Zürich

Universität Zürich
Institut für Medizinische Mikrobiologie
Gloriastrasse 28
8006 Zürich

Tel: 044 / 634 2632
Fax: 044 / 634 4906
E-Mail: empfang@imm.uzh.ch

Abteilung:














Telefon:

Datum:

Unsere Dienstzeiten:

Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Bestellformular für Abstrichtupfer und Probengefässe

Material:		bestellt:	geliefert:
eSwab Transportmedium (490CE) für flüssige Materialien (vorgeschrieben für Anaerobier, auch geeignet für aerobe Bakterien und für MRSA PCR / Kultur) (rosa Deckel)			
eSwab (490CESR) doppelt verpackt, (nur für OPS) (rosa Deckel)			
eSwab Transportmedium, Urethraltupfer (483CE) für Urethralabstriche und Konjunktivalabstriche geeignet (orangener Deckel)			
Abstrichtupfer, steril (ungeeignet für Anaerobier)			
Plastikröhrchen à 10ml, steril (serologische Untersuchungen)			
Blutkulturflaschen mit grünem Deckel für Aerobier			
Blutkulturflaschen mit orangenem Deckel für Anaerobier			
Blutkulturflaschen mit gelbem Deckel / Kinderblutkultur			
Transportgefäss für <u>Sputum</u> (allgemeine Bakteriologie) (roter Deckel)			
Fecal Swab, Gefäss mit Flüssigmedium für <u>Stuhl</u> , auch für <i>Clostridium difficile</i> (grüner Deckel)			
Zentrifugenröhrchen für <u>Tbc</u> (nur für Tbc-Proben bestimmt) (gelber Deckel)			
p-Hydrion Puffer (nur für Magensaft Tbc)			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Urine			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Dual Swab für Cervix- und Urethralabstriche			
Quantiferon - Entnahmeset			
Transportbeutel	