






Besteller: Spital Limmattal OPS Postfach 8952 Schlieren	Universität Zürich Institut für Medizinische Mikrobiologie Gloriastrasse 28 8006 Zürich
 044 736 8440	Tel: 044 / 634 2632 Fax: 044 / 634 4906 E-Mail: empfang@imm.uzh.ch
Telefon: Datum:	Unsere Dienstzeiten: Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 17.00 Uhr

**Bestellung für Boxen
zwecks Sonikation von Metall
zur Biofilmentfernung**

Die Boxen werden von unserem Institut im geschlossenen sauberen Zustand zur Verfügung gestellt. Allerdings müssen Sie die Box selber in Ihrer Zentralsterilisation aufbereiten:

- Deckel vom Gefäss nehmen, ohne die Innenseite zu berühren
- anschliessend beides in den üblichen Instrumentenbeutel geben
- sterilisieren und wie ein Medizinprodukt behandeln
- im OP Metall in Box legen und mit Ringerlösung zu $\frac{3}{4}$ zudecken
- ein Transport ohne Ringerlösung ist auch möglich

	Artikel Nr:	bestellt:	geliefert:
	HPL842		
	HPL311		
	Beutel für grosse Boxen		
	Schachteln für Notfallmaterialien am Wochenende		
	Transportgefäss für Gewebe		