










<b>Spital Männedorf</b> <b>Labor</b> <b>Postfach</b> <b>8708 Männedorf</b>	<b>Universität Zürich</b> <b>Institut für Medizinische Mikrobiologie</b> <b>Gloriastrasse 28</b> <b>8006 Zürich</b>
	<b>Tel: 044 / 634 2632</b> <b>Fax: 044 / 634 4906</b> <b>E-Mail: empfang@imm.uzh.ch</b>
	<b>Unsere Dienstzeiten:</b>  <b>Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr</b> <b>13.00 – 17.00 Uhr</b>
<b>Telefon:</b> .....  <b>Datum:</b> .....	

## Bestellformular für Abstrichtupfer und Probengefässe

Material:		bestellt:	geliefert:
eSwab (490CESR) doppelt verpackt, (nur für OPS) (rosa Deckel)			
eSwab Transportmedium, Urethraltupfer (483CE) für Urethralabstriche und Konjunktivalabstriche geeignet (orangener Deckel)			
Transportgefäss für <u>Sputum</u> (allgemeine Bakteriologie) (roter Deckel)			
Fecal Swab, Gefäss mit Flüssigmedium für <u>Stuhl</u> , auch für <i>Clostridium difficile</i> (grüner Deckel)			
Zentrifugenröhrchen für <u>Tbc</u> (nur für Tbc-Proben bestimmt) (gelber Deckel)			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Urine			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Dual Swab für Cervix- und Urethralabstriche			
Quantiferon - Entnahmeset			
Transportbeutel			
Kartonschachteln zum Transport	