


Besteller:	Universität Zürich Institut für Medizinische Mikrobiologie Gloriastrasse 28 8006 Zürich
	Tel: 044 / 634 2632 Fax: 044 / 634 4906 E-Mail: empfang@imm.uzh.ch
	Unsere Dienstzeiten: Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 17.00 Uhr
Telefon:	
Datum:	

**Bestellung für Boxen
zwecks Sonikation von Metall
zur Biofilmentfernung**

	Artikel Nr:	bestellt:	geliefert:
	HPL842		
	HPL311		

Die Boxen werden von unserem Institut im geschlossenen sauberen Zustand zur Verfügung gestellt.

Allerdings müssen Sie die Box selber in Ihrer Zentralsterilisation aufbereiten:

- **Deckel vom Gefäss nehmen, ohne die Innenseite zu berühren**
- **anschliessend beides in den üblichen Instrumentenbeutel geben**
- **sterilisieren und wie ein Medizinprodukt behandeln**
- **im OP Metall in Box legen und mit Ringerlösung zu $\frac{3}{4}$ zudecken**
- **ein Transport ohne Ringerlösung ist auch möglich**