

**Uniklinik Balgrist**  
**Forchstrasse 340**  
**8008 Zürich**

**Universität Zürich**  
**Institut für Medizinische Mikrobiologie**  
**Gloriastrasse 28**  
**8006 Zürich**

Abteilung: .....

Tel: 044 / 634 2632

Fax: 044 / 634 4906

E-Mail: [empfang@imm.uzh.ch](mailto:empfang@imm.uzh.ch)

Telefon: .....

















**Unsere Dienstzeiten:**

**Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr**

**13.00 – 17.00 Uhr**

Datum: .....

## Bestellformular für Abstrichtupfer und Probengefässe

Material:		bestellt:	geliefert:
eSwab Transportmedium (490CE) für flüssige Materialien (vorgeschrieben für Anaerobier, auch geeignet für aerobe Bakterien und für MRSA PCR / Kultur) (rosa Deckel)			
eSwab (490CESR) doppelt verpackt, (nur für OPS) (rosa Deckel)			
eSwab Transportmedium, Urethraltupfer (483CE) für Urethralabstriche und Konjunktivalabstriche geeignet (orangener Deckel)			
Plastikröhrchen à 10ml, steril (serologische Untersuchungen)			
Blutkulturflaschen mit grünem Deckel für Aerobier			
Blutkulturflaschen mit orangenem Deckel für Anaerobier			
Transportgefäss für <u>Sputum</u> (allgemeine Bakteriologie) (roter Deckel)			
Fecal Swab, Gefäss mit Flüssigmedium für <u>Stuhl</u> , auch für <i>Clostridium difficile</i> (grüner Deckel)			
Zentrifugenröhrchen für <u>Tbc</u> (nur für Tbc-Proben bestimmt) (gelber Deckel)			
BD Vacutainer , 4 ml - Natrium Borate / Formate (Borsäureröhrchen)			
Portagerm pylori Transportmedium für <i>Helicobacter pylori</i>			
Quantiferon - Entnahmeset			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Urine			
Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Dual Swab für Cervix- und Urethralabstriche			
Transportbeutel			
NOTFALLBOXEN TAG <input type="checkbox"/>			
NOTFALLBOXEN NACHT <input type="checkbox"/>	